



TABLE DES MATIÈRES

DÉNÉGATION	2
BIENVENUE À SOTA	2
AVANT D'UTILISER.....	2
APPRENDRE PLUS	2
APPAREILS COMPLEMENTAIRES	3
APPAREIL COMPLÈT COMPREND	3
NE PAS UTILISER	3
PRÉCAUTIONS	4
COMMENT UTILISER LE LIGHTWORKS PAD	4
Comment il doit sentir	5
Usage typique	5
COMMENT UTILISER AVEC LE LIGHTWORKS	7
PUISSANCE EN JOULES	6
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	7
Exigences d'alimentation	7
Alimentation en option	7
Sortie de puissance lumineuse	7
DÉPANNAGE	7
LES PAYS QUI PARTICIPENT À LA FABRICATION	7
ACCESSOIRES DE REMPLACEMENT	7
GARANTIE	8
RÉPARATIONS	8

DÉNEGATION

SOTA Instruments Inc. ne peut que vérifier l'exactitude des informations fournies en anglais. Votre utilisation de ce manuel traduit indique que vous comprenez et acceptez que SOTA Instruments Inc. n'assume aucune responsabilité pour toute inexactitude, perte, avarie ou tout autre problème, direct ou indirect résultant de l'utilisation de ce manuel. S'il ya des préoccupations quant à l'exactitude de l'information traduite, prière de se référer au manuel officiel de langue anglaise, disponible en téléchargement sur www.sota.com.

BIENVENUE À SOTA

Merci de nous avoir choisis de faire partie de votre équipe de bien-être.

Le LightWorks Pad est un bien de consommation conçu pour compléter un mode de vie sain. Un engagement à choisir un mode de vie sain est un facteur important dans le voyage vers le bien-être.

Le LightWorks Pad de SOTA combine la sagesse ancestrale de couleur et lumière avec les fréquences douces et les LED de la technologie moderne pour réveiller la tendance naturelle du corps à la santé générale et au bien-être.

Le LightWorks Pad est conçu pour être utilisé de manière indépendante, mais peut également être utilisé comme accessoire au LightWorks y aussi en combinaison avec tout autre produit SOTA.

Avec un usage normal, le LightWorks Pad va durer pendant de nombreuses années sans soucis.

AVANT D'UTILISER

Prière de lire attentivement ce manuel d'instruction avant d'utiliser votre LightWorks Pad.

Nous veillons à ce que les informations contenues dans votre manuel soient à jour au moment de l'impression; cependant, depuis l'impression, gardez à l'esprit que de nouvelles informations peuvent être disponibles. Pour le manuel plus récent, voir www.sota.com/manuals.

APPRENDRE PLUS

Pour apprendre plus sur le LightWorks Pad, nous vous invitons à visiter notre site Web:

www.sota.com

Le site propose des vidéos pédagogiques, des questions fréquemment posés, *Le guide des produits SOTA*, les nouvelles SOTA ... et plus.




APPAREILS COMPLÉMENTAIRES

Le LightWorks Pad peut également être utilisé avec l'appareil LightWorks.

APPAREIL COMPLET COMPREND

- un (1) appareil LightWorks Pad
- un (1) cordon pour le LightWorks Pad
- deux (2) sangles de Velcro®
- un (1) adaptateur mural
- un (1) manuel d'instruction



NE PAS UTILISER

- 1.. Ne pas utiliser dans les cas suivants car la sécurité n'a pas été exploré:
 - a. Si vous êtes enceinte.
 - b. Dans la zone d'un dispositif implanté comme un stimulateur cardiaque etc.
2. Comme il est recommandé pour tous les appareils électriques, ne pas utiliser près de l'eau, au volant ou pendant l'opération d'une équipement lourde.
3. Ne pas connecter le cordon de LightWorks Pad à autre prise USB, telle qu'un ordinateur ou d'autre source d'alimentation. Ne connecter aucune autre connexion USB au LightWorks Pad, à l'exception du cordon de LightWorks Pad et du cordon de LightWorks.


PRÉCAUTIONS

1. Sans circulation d'air adéquate, les LED peuvent surchauffer et provoquer une brûlure de la peau. Lors de l'utilisation, veiller à ce qu'il y ait un bon écoulement d'air autour du LightWorks Pad.
2. Soyez prudent avec l'utilisation des lotions ou des pommades qui produisent de la chaleur ou qui sont sensibles à la chaleur - car une brûlure de la peau peut se produire.
3. Si vous choisissez d'utiliser le LightWorks Pad directement sur les yeux, l'utilisation de la lumière LED rouge pendant trois minutes a montré des avantages.
4. Si vous prenez des médicaments qui sont sensibles à la lumière, veuillez consulter votre professionnel de la santé avant d'utiliser le LightWorks Pad.
5. Bien que cette technologie est généralement considérée comme sûr, il y'a le potentiel pour de réactions individuelles rares qui ne peuvent pas être raisonnablement prévisibles. Par conséquent, votre utilisation des produits SOTA constitue votre accord que vous êtes responsables de votre décision d'utiliser cette technologie, et que vous détenez SOTA inoffensif pour toute blessure ou tout dommage présumés d'avoir résulté de l'utilisation des produits SOTA.

COMMENT UTILISER LE LIGHTWORKS PAD

1. Brancher l'extrémité CARRÉE du cordon adaptateur mural du LightWorks Pad dans le port USB de l'appareil LightWorks Pad. Le symbole USB doit être orienté vers le bas comme dans l'image 1.


Lorsqu'il est positionné correctement, le cordon glisse doucement. Ne pas forcer.



①

2. Insérer la fiche d'alimentation de l'adaptateur mural AC/DC dans l'appareil comme dans l'image 2.
3. Brancher l'adaptateur dans une prise électrique. Le LightWorks Pad s'allume automatiquement.
4. Les lumières LED du LightWorks Pad doivent être placées sur la peau ou très près de la peau. **Les vêtements bloqueront la lumière.**

a. Les sangles Velcro® peuvent être utilisées pour



②

envelopper et maintenir le LightWorks Pad en place comme sur l'image 3. Ne serrez pas trop les sangles.

5. The LightWorks Pad fonctionnera pendant une session de 20 minutes, puis s'éteindra.
6. Pour une session supplémentaire, débranchez l'un des cordons et rebranchez-le.
7. *Débrancher l'adaptateur mural* lorsqu'il n'est pas utilisé.



③

Notes:

Prendre soins du LightWorks Pad: Le LightWorks Pad est un coussinet semi-flexible que l'on maintient en place avec des sangles Velcro®, mais qui ne doit pas être plié ou plié à des angles extrêmes.

Visibilité des lumières: Seules les 42 lumières rouges LED seront visibles à l'oeil nu. La **visibilité** des 42 lumières rouges LED indiquent que toutes les 48 lumières LED proches infrarouges sont aussi illuminées.

COMMENT IL DOIT SENTIR

La plupart des gens ne ressentent aucune sensation lors de l'utilisation du LightWorks Pad.

USAGE TYPIQUE

Durée de la session: Il est préférable de commencer lentement, puis d'augmenter graduellement la durée de chaque session. L'utilisation quotidienne varie de 3 à 20 minutes ou plus.

Durée d'usage: Consultez Le guide des produits SOTA disponible à www.sota.com/spugfr et qui propose des suggestions pour les trois programmes de bien-être.

Règle générale: Utiliser tous les deux jours si cela fait partie d'un protocole de bien-être. À des fins spécifiques, des sessions plus longues et plus fréquentes peuvent être particulièrement bénéfiques. Généralement, on peut utiliser le LightWorks Pad au besoin.


Placement: On peut placer le LightWorks Pad dans un seul secteur, ou le déplacer vers différentes zones du corps

Boire beaucoup d'eau: il est important de prendre suffisamment d'eau lors de l'utilisation de l'appareil. Boire de l'eau ozonée est particulièrement utile.

COMBINANT LE PAD ET LE LIGHTWORKS

Le LightWorks Pad peut également être utilisé avec SOTA LightWorks. Lorsqu'il est utilisé avec le LightWorks, le Pad sera contrôlé par les circuits LightWorks. Consulter le manuel de votre LightWorks pour les instructions d'utilisations.

1. Pour connecter votre LightWorks Pad aux LightWorks, brancher l'extrémité PLATE du cordon LightWorks, dans l'un des ports USB sur la base de l'unité. Le symbole USB doit être face vers le bas comme sur l'image 4.



Branchez l'extrémité CARRÉE du cordon LightWorks dans le port USB du LightWorks Pad. Lorsqu'il est positionné correctement, le cordon va glisser doucement. Ne pas forcer.

PUISSANCE EN JOULES

La recherche indique qu'une sortie minimale de 4 joules par cm² est nécessaire pour être efficace.

LightWorks Pad ¹	LightWorks Pad utilisé avec le LightWorks		
	Option manuelle ²		Option automatique ³
Joules/cm ²	Mode Constant Joules/cm ²	Modes A - G Joules/cm ²	Tout les modos Joules/cm ²
8.5	8.5	4.3	5.8

1. La sortie du LightWorks Pad c'est pour 20 minutes.
2. La sortie pour le LightWorks option manuelle, modes A - G et le mode constant c'est pour 20 minutes.
3. La sortie pour le LightWorks en option automatique, c'est pour 24 minutes (3 minutes dans chaque each Mode).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POWER REQUIREMENTS

12 volts DC @ un minimum de 1.5 ampères, **centre positif**.

Précaution: L'utilisation d'un adaptateur mural qui dépasse la tension nominal ou qui a une connexion inverse peut entraîner des blessures ou provoquer la détérioration de l'appareil. Ceci annulera la garantie.

ALIMENTATION EN OPTION

Pour faire fonctionner le LightWorks Pad à partir d'une source de courant continu de 12 volts DC, comme une batterie d'une auto, ou un panneau solaire approprié, utiliser un adaptateur avec **la polarité positive**.

SORTIE DE PUISSANCE LUMINEUSE

Les LED rouges: Dispose de 42 lumières LED rouges à haute intensité avec une longueur d'onde de 660 nanometers (nm) (+/- 10 nm).

Les LED d'infrarouge proche: Dispose de 48 lumières LED rouges à haute intensité avec une longueur d'onde invisible de 850 - 855 nanometers (nm) (+/- 10 nm).

Sortie Totale: 1272 milliwatts (mW).*

Tolérance de Fréquence: +/- 1 Hz.

*Sortie lumineuse mesurée à l'aide d'un compteur de lumière Newport Optical 1830-C.

DÉPANNAGE

Un guide de dépannage pour le LightWorks Pad est disponible à www.sota.com/manuals. Ce guide est un excellent ressource si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil.

LES PAYS QUI PARTICIPENT À LA FABRICATION

La fabrication des produits SOTA est une collaboration mondiale. Les pays suivants ont participé dans la fabrication du LightWorks Pad (par ordre alphabétique):

**Le Canada, La Chine, Le Hong Kong, La Malaisie,
Taiwan, Thaïlande et les États-Unis.**

ACCESSOIRES DE REMPLACEMENT

Pour remplacer les accessoires, prière de contacter le fournisseur.

GARANTIE

Le LightWorks Pad Modèle LWP1 porte une garantie d'un (1) ans sur tous les composants montés à l'intérieur. Veuillez conserver la preuve d'achat. La garantie est nulle si la défaillance est due à l'abus ou à la négligence.

RÉPARATIONS

Contactez votre fournisseur pour les instructions de comment retourner votre produit. Pour plus d'informations sur le centre de réparation le plus proche, contactez: repairs@sota.com ou téléphonez-nous directement 250.770.2023 ou sans frais (au Canada ou aux États-Unis) 1.800.224.0242.



Fabriqué en Chine et conçu au Canada.

• Les appareils SOTA sont des produits de consommation destinés à être utilisés dans le cadre d'un mode de vie sain • Les appareils SOTA ne sont pas des dispositifs médicaux ni sont-ils destinés à diagnostiquer, traiter ou guérir une condition médicale ou condition de santé • L'utilisation, la sécurité et l'efficacité des appareils SOTA, n'ont pas été approuvés par un organisme gouvernemental • S'il vous plaît consulter une praticante de la santé pour toute condition médicale ou condition de santé • Les résultats en utilisant les produits SOTA varient pour chaque personne • Tenez en compte que tous les achats de produits SOTA sont réputés être faits à Penticton, en Colombie-Britannique, Canada •